

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maseczka-chirurgiczna-trzywarstwowa-200-szt-s1404-schmith-p-32214.html>

MASECZKA CHIRURGICZNA TRZYWARSTWOWA 200 SZT S1404 SCHMITH

Cena brutto	979,74 zł
Cena netto	796,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S1404
Kod producenta	S1404
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Maseczka chirurgiczna trzywarstwowa Schmith S1404 - 200 szt.

Jednorazowa maseczka chirurgiczna o konstrukcji trójwarstwowej, przeznaczona do ograniczania transmisji czynników infekcyjnych drogą kropelkową. Produkt niesterylny z hipoalergiczną włókniną polipropylenową, wyposażony w filtrującą warstwę melt-blown oraz elastyczne mocowanie bezłateksowe.

Konstrukcja 3 warstwy

Materiał Włóknina PP

Mocowanie Gumki bezłateksowe

Ilość w opakowaniu 200 szt.

Charakterystyka produktu

Konstrukcja trójwarstwowa

Maseczka składa się z trzech warstw hipoalergiczną włókniną polipropylenową. Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna zapewniają wytrzymałość mechaniczną i komfort użytkowania, natomiast środkowa warstwa typu melt-blown stanowi barierę filtracyjną o wysokiej skuteczności zatrzymywania cząstek.

Warstwa filtrująca melt-blown

Technologia melt-blown polega na wytworzeniu ultracienkich włókien polipropylenowych o średnicy mikrometrycznej, które tworzą gęstą strukturę filtracyjną. Warstwa ta zatrzymuje aerozole i cząstki stałe, ograniczając emisję drobnoustrojów z dróg oddechowych użytkownika do otoczenia.

Mocowanie bezlateksowe

Elastyczne gumki zakładane za uszy nie zawierają lateksu, co eliminuje ryzyko reakcji alergicznych u osób uczulonych na ten materiał. Gumki zapewniają stabilne mocowanie maseczki bez nadmiernego ucisku, umożliwiając wielogodzinne użytkowanie.

Usztywniacz nosowy

Zintegrowany drucik w górnej części maseczki pozwala na indywidualne dopasowanie do kształtu nosa i policzków. Właściwe ukształtowanie usztywniacza minimalizuje nieszczelności, przez które powietrze mogłoby ominąć warstwę filtracyjną, oraz zapobiega parowaniu okularów.

Specyfikacja techniczna

Model	S1404
Producent	Schmith
Liczba warstw	3 warstwy
Materiał	Włóknina polipropylenowa (hipoalergiczna)
Warstwa filtracyjna	Melt-blown (wysoka barierowość)
Typ mocowania	Gumki elastyczne (bezlateksowe)
Usztywniacz	Zintegrowany drucik nosowy
Sterylność	Produkt niesterylny
Przeznaczenie	Jednorazowego użytku
Ilość w opakowaniu	200 sztuk

Zastosowanie

- Placówki medyczne – szpitale, przychodnie, laboratoria diagnostyczne
- Gabinety stomatologiczne – podczas zabiegów generujących aerozole
- Gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie – procedury wymagające bliskości klienta
- Przemysł spożywczy – produkcja i pakowanie żywności
- Przemysł farmaceutyczny – pomieszczenia czystych technologii
- Transport publiczny i przestrzenie o dużej rotacji osób

-
- Obiekty handlowe i usługowe w okresach wzmożonego ryzyka epidemiologicznego
 - Opieka domowa nad osobami przewlekle chorymi

Użytkowanie i konserwacja

Zasady prawidłowego użytkowania

Przed założeniem maseczki należy umyć ręce. Maseczkę zakłada się tak, aby warstwa z usztywniaczem znalazła się na górze i przylegała do grzbietu nosa. Gumki umieszcza się za uszami, a następnie dopasowuje drucik nosowy poprzez lekkie dociskanie palcami. Maseczkę należy rozciągnąć w pionie, aby zakrywała nos, usta i podbródek. Podczas noszenia unikać dotykania powierzchni maseczki. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku – po zdjęciu należy go niezwłocznie wyrzucić do zamkniętego pojemnika na odpady.

Ograniczenia produktu

Maseczka chirurgiczna nie jest środkiem ochrony indywidualnej klasy FFP i nie chroni użytkownika przed wdychaniem szkodliwych aerozoli. Jej funkcją jest ograniczanie emisji cząstek z dróg oddechowych użytkownika do otoczenia. Produkt nie zastępuje innych środków prewencji epidemiologicznej, takich jak zachowanie dystansu społecznego czy higiena rąk. Nie należy stosować maseczki ponownie ani poddawać jej dezynfekcji.