

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/masazer-125w-9el-kd3081-kraftdele-p-62893.html>

## MASAŻER 125W 9EL. KD3081 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>135,70 zł</b>
Cena netto	<b>110,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3081</b>
Kod producenta	<b>KD3081</b>
Kod EAN	<b>5903957008417</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Masażer perkusyjny Kraft&Dele KD3081 — 125W, 9 głowic, 30 prędkości

KD3081 to bezprzewodowy masażer perkusyjny z silnikiem bezszczotkowym o mocy 125W. Urządzenie generuje wibracje o wysokiej częstotliwości (1200–3500 uderzeń/min), które docierają do głębszych warstw tkanki mięśniowej. W zestawie znajduje się 9 wymiennych głowic dostosowanych do różnych partii ciała i technik masażu.

Moc silnika 125W

Liczba głowic 9 szt.

Poziomy prędkości 30

Poziom hałasu

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik bezszczotkowy 125W

Silniki bezszczotkowe charakteryzują się wyższą sprawnością energetyczną i dłuższą żywotnością w porównaniu do silników szczotkowych. Moment obrotowy jest utrzymywany równomiernie nawet przy mocniejszym docisku głowicy do ciała, co przekłada się na stabilność masażu bez utraty siły uderzenia.

### 30 poziomów regulacji prędkości

Zakres prędkości od 1200 do 3500 uderzeń na minutę pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności masażu — od delikatnego rozgrzewania tkanek po głęboki masaż regeneracyjny. Sterowanie odbywa się przez ekran dotykowy LCD, który umożliwi obsługę jednym palcem.

### Akumulator litowo-jonowy

Wbudowany akumulator Li-Ion ładuje się w czasie 1-1,5 godziny. Czas pracy wynosi od 2 do 6 godzin w zależności od wybranego poziomu prędkości i siły nacisku. Wyjmowany zwalniacz baterii ułatwia wymianę lub transport urządzenia.

### Poziom hałasu poniżej 40 dB

Wartość 40 dB odpowiada mniej więcej poziomowi cichej biblioteki. Zastosowana w silniku technologia redukcji hałasu sprawia, że urządzenie można używać bez zakłócania otoczenia — w domu, biurze lub podczas podróży.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3081
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	125W
Typ silnika	Bezszcotkowy (Brushless)
Zakres prędkości	1200-3500 uderzeń/min
Liczba poziomów prędkości	30
Liczba głowic w zestawie	9
Poziom hałasu	
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Czas ładowania	1-1,5 godziny
Czas pracy	2-6 godzin (zależnie od ustawień)
Sterowanie	Ekran dotykowy LCD
Zasilanie	Bezprzewodowe (akumulator)
Zawartość zestawu	Masażer, 9 głowic wymiennych, etui, oryginalne opakowanie

## Głowice wymienne — rodzaje i zastosowanie

Zestaw 9 głowic pozwala na dostosowanie techniki masażu do konkretnej partii ciała lub celu treningowego. Poniżej

---

przedstawiono charakterystykę każdej z nich:

**Głowica Piłka** Mocny nacisk rozłożony na większej powierzchni — do dużych partii mięśniowych, np. brzucha, ramion, ud.

**Głowica U-kształtna** Konstrukcja w kształcie litery U umożliwia masaż w okolicach kręgosłupa bez bezpośredniego nacisku na wyrostki kostne.

**Głowica Łopatką** Przeznaczona do dużych partii mięśniowych z izolowanym naciskiem na mniejszej powierzchni — przydatna przy rozluźnianiu napiętych pasm mięśniowych.

**Głowica Płaska** Dociera do głęboko położonych mięśni o zbitej strukturze, takich jak mięśnie pleców czy mięśnie czworogłowe uda.

**Głowica Korkowa** Najbardziej sprężysta w zestawie — stosowana do masażu mięśni w bezpośrednim sąsiedztwie kości, gdzie twardsze głowice byłyby zbyt inwazyjne.

**Głowica Pocisk** Punktowy, skoncentrowany nacisk — przeznaczona do terapii punktów spustowych (trigger points) i miejscowego rozluźniania głębokich napięć.

**Głowica Punktowa** Delikatniejsza wersja masażu punktowego — stosowana przy bardzo spiętych, wrażliwych partiach mięśni, gdzie mocniejszy nacisk byłby zbyt intensywny.

**Głowica Duży Łuk** Końcówka do masażu dużych powierzchni mięśniowych — pobudza krążenie krwi, co wspomaga szybszą regenerację po wysiłku.

## Zastosowanie

---

- Regeneracja mięśni po treningu siłowym lub wytrzymałościowym
- Rozgrzewka przed aktywnością fizyczną — pobudzenie przepływu krwi
- Rozluźnianie przykurczonych mięśni u osób pracujących w pozycji siedzącej
- Masaż okolic kręgosłupa przy użyciu głowicy U-kształtnej
- Terapia punktów spustowych (trigger points) — głowica Pocisk lub Punktowa
- Masaż dużych partii mięśniowych: ud, łydek, pleców, ramion
- Codzienna relaksacja i redukcja napięcia mięśniowego
- Użytek domowy, podróże — urządzenie bezprzewodowe z etui transportowym

### Informacja o kompatybilności głowic

Wszystkie 9 głowic dołączonych do zestawu jest dedykowanych do modelu KD3081 i mocowanych w tym samym złączu. Przed użyciem należy upewnić się, że głowica jest pewnie osadzona w uchwycie masażera. Głowice należy czyścić po każdym użyciu za pomocą wilgotnej ściereczki — nie zanurzać w wodzie.