

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-chirurgiczna-trzywarstwowa-ce-q00022-p-24522.html>

Maska chirurgiczna trzywarstwowa CE Q00022

Cena brutto	8,67 zł
Cena netto	7,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	Q00022
Kod producenta	Q00022
Kod EAN	5901477159800
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Maska chirurgiczna trzywarstwowa CE Q00022

Jednorazowa maska ochronna z certyfikatem CE, wykonana z włókniny polipropylenowej. Trzywarstwowa konstrukcja zapewnia skuteczną filtrację przy zachowaniu komfortu oddychania.

Skuteczność filtracji 95%

Liczba warstw 3 warstwy

Materiał Włóknina PP

Typ Jednorazowa

Charakterystyka techniczna

Trzywarstwowa konstrukcja

Zewnętrzna warstwa hydrofobowa chroni przed przenikaniem kropeł i płynów. Środkowa warstwa filtrująca zatrzymuje cząsteczki stałe i aerozole. Wewnętrzna warstwa chłonna zapewnia komfort przy długotrwałym noszeniu.

Skuteczność filtracji 95%

Parametr ten określa zdolność maski do zatrzymywania cząstek o określonej wielkości. Filtracja na poziomie 95% oznacza ochronę

przed większością zanieczyszczeń przenoszonych drogą kropelkową.

Drucik modelujący

Elastyczna wkładka w górnej części maski umożliwia dopasowanie do kształtu nosa i górnej części twarzy, minimalizując nieszczelności i zapobiegając parowaniu okularów.

Włóknina polipropylenowa

Materiał niepyłący, hipoalergiczny i przepuszczający powietrze. Nie zawiera lateksu, co eliminuje ryzyko reakcji alergicznych u osób uczulonych.

Specyfikacja techniczna

Model	Q00022
Liczba warstw	3 (hydrofobowa + filtrująca + chłonna)
Materiał	Włóknina polipropylenowa (PP)
Skuteczność filtracji	95%
Typ mocowania	Dwie gumki na uszy
Wkładka nosowa	Tak (drucik modelujący)
Sterylność	Niesterylna
Lateks	Nie zawiera
Typ użycia	Jednorazowa
Certyfikacja	CE

Zastosowanie

- Ochrona przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową w miejscach publicznych
- Zabezpieczenie podczas kontaktu z osobami chorymi
- Użytek w placówkach medycznych i gabinetach zabiegowych
- Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami powietrza
- Stosowanie w środowisku pracy wymagającym higieny
- Zabezpieczenie podczas podróży transportem publicznym
- Użytek w laboratoriach i pomieszczeniach czystych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe zakładanie

Przed założeniem należy umyć ręce. Maskę należy rozłożyć i założyć tak, aby przykrywała nos, usta i podbródek. Drucik nosowy należy dopasować do kształtu nosa, dociskając go palcami. Gumki powinny być umieszczone za uszami bez nadmiernego naciągu.

Czas użytkowania

Maska jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Należy ją wymienić po 4 godzinach ciągłego noszenia lub wcześniej, jeśli ulegnie zawilgoceniu, uszkodzeniu lub widocznemu zabrudzeniu. Nie należy ponownie używać maski po zdjęciu.

Utylizacja

Zużytą maskę należy zdjąć trzymając za gumki, unikając dotykania przedniej części. Należy ją umieścić w zamkniętym pojemniku na odpady lub worku foliowym przed wyrzuceniem do kosza na odpady zmieszane. Po zdjęciu maski należy umyć ręce.

Ograniczenia produktu

Produkt nie podlega zwrotom ze względów higienicznych. Maską nie jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i nie chroni przed gazami, parami chemicznymi ani przed środowiskami o niedoborze tlenu. Nie jest sterylna i nie jest przeznaczona do użytku operacyjnego.