

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-ochronna-3-warstwowa-prodpolska-q00023-p-24527.html>

## Maska ochronna 3 warstwowa, prod.polska Q00023

Cena brutto	<b>59,06 zł</b>
Cena netto	<b>48,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>Q00023</b>
Kod producenta	<b>Q00023</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Maska ochronna 3-warstwowa Q00023 – produkcja polska

Jednorazowa maska ochronna wykonana z certyfikowanej włókniny polipropylenowej. Konstrukcja 3-warstwowa zapewnia barierę ochronną, a hipoalergiczny skład materiałów minimalizuje ryzyko reakcji skórnych.

Liczba warstw 3 warstwy

Materiał Włóknina PP

Mocowanie Gumki nauszne

Pochodzenie Polska

### Charakterystyka produktu

#### Konstrukcja 3-warstwowa

Trzy warstwy włókniny polipropylenowej tworzą barierę mechaniczną. Zewnętrzna warstwa odporna na wilgoć, środkowa pełni funkcję filtracyjną, wewnętrzna zapewnia komfort kontaktu ze skórą.

#### Certyfikowana włóknina PP

Polipropylene (PP) to materiał syntetyczny stosowany w produktach medycznych ze względu na niską reaktywność chemiczną i zdolność do filtracji cząstek. Certyfikacja potwierdza zgodność z normami jakościowymi.

### **Skład hipoalergiczny**

Produkt nie zawiera lateksu ani innych powszechnych alergenów. Konstrukcja minimalizuje ryzyko podrażnień skóry, co jest istotne przy długotrwałym noszeniu maski.

### **Ergonomiczny kształt**

Profil maski dostosowany do anatomii twarzy. Odpowiednie dopasowanie zwiększa skuteczność ochrony i ogranicza przepływ powietrza przez szczeliny.

## Specyfikacja techniczna

Model	Q00023
Liczba warstw	3
Materiał	Włóknina polipropylenowa (PP) certyfikowana
Typ mocowania	Gumki nauszne
Właściwości materiału	Hipoalergiczny, bez lateksu, oddychający
Kraj produkcji	Polska
Przeznaczenie	Jednorazowe użycie

## Zastosowanie

- Ochrona dróg oddechowych w środowiskach o zwiększonym ryzyku transmisji drobnoustrojów
- Stosowanie w placówkach służby zdrowia przez personel i pacjentów
- Użycie w obiektach handlowych i usługowych zgodnie z wymogami sanitarnymi
- Ochrona podczas transportu publicznego i w zatłoczonych przestrzeniach
- Zastosowanie w zakładach produkcyjnych i przetwórczych
- Użycie w warunkach domowych przy kontakcie z osobami chorymi

## Użytkowanie i konserwacja

### **Wymiana maski**

Maska przeznaczona do jednorazowego użytku. Należy ją wymieniać regularnie – po 2-4 godzinach noszenia lub wcześniej, gdy stanie się wilgotna. Wilgotna maska traci właściwości filtracyjne i może stać się źródłem wtórnego skażenia.

---

### **Zakładanie maski**

Przed założeniem umyć ręce. Rozłożyć maskę, założyć gumki za uszy, dopasować do konturu twarzy. Maska powinna zakrywać nos, usta i brodę bez pozostawiania szczelin po bokach. Nie dotykać maski podczas noszenia.

### **Zdejmowanie i utylizacja**

Zdejmować maskę trzymając za gumki, unikając kontaktu z przednią częścią. Użyta maskę umieścić w zamkniętym pojemniku na odpady. Po zdjęciu umyć ręce lub zdezynfekować.

### **Warunki przechowywania**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieużywane maski trzymać w oryginalnym opakowaniu.