

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-ochronna-3-warstwowa-prodpolska-q00023-p-24527.html>

Maska ochronna 3 warstwowa, prod.polska Q00023

Cena brutto	59,06 zł
Cena netto	48,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	Q00023
Kod producenta	Q00023
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Maska ochronna 3-warstwowa Q00023 – produkcja polska

Jednorazowa maska ochronna wykonana z certyfikowanej włókniny polipropylenowej. Konstrukcja 3-warstwowa zapewnia barierę ochronną, a hipoalergiczny skład materiałów minimalizuje ryzyko reakcji skórnych.

Liczba warstw 3 warstwy

Materiał Włóknina PP

Mocowanie Gumki nauszne

Pochodzenie Polska

Charakterystyka produktu

Konstrukcja 3-warstwowa

Trzy warstwy włókniny polipropylenowej tworzą barierę mechaniczną. Zewnętrzna warstwa odporna na wilgoć, środkowa pełni funkcję filtracyjną, wewnętrzna zapewnia komfort kontaktu ze skórą.

Certyfikowana włóknina PP

Polipropylene (PP) to materiał syntetyczny stosowany w produktach medycznych ze względu na niską reaktywność chemiczną i zdolność do filtracji cząstek. Certyfikacja potwierdza zgodność z normami jakościowymi.

Skład hipoalergiczny

Produkt nie zawiera lateksu ani innych powszechnych alergenów. Konstrukcja minimalizuje ryzyko podrażnień skóry, co jest istotne przy długotrwałym noszeniu maski.

Ergonomiczny kształt

Profil maski dostosowany do anatomii twarzy. Odpowiednie dopasowanie zwiększa skuteczność ochrony i ogranicza przepływ powietrza przez szczeliny.

Specyfikacja techniczna

Model	Q00023
Liczba warstw	3
Materiał	Włóknina polipropylenowa (PP) certyfikowana
Typ mocowania	Gumki nauszne
Właściwości materiału	Hipoalergiczny, bez lateksu, oddychający
Kraj produkcji	Polska
Przeznaczenie	Jednorazowe użycie

Zastosowanie

- Ochrona dróg oddechowych w środowiskach o zwiększonym ryzyku transmisji drobnoustrojów
- Stosowanie w placówkach służby zdrowia przez personel i pacjentów
- Użycie w obiektach handlowych i usługowych zgodnie z wymogami sanitarnymi
- Ochrona podczas transportu publicznego i w zatłoczonych przestrzeniach
- Zastosowanie w zakładach produkcyjnych i przetwórczych
- Użycie w warunkach domowych przy kontakcie z osobami chorymi

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana maski

Maska przeznaczona do jednorazowego użytku. Należy ją wymieniać regularnie – po 2-4 godzinach noszenia lub wcześniej, gdy stanie się wilgotna. Wilgotna maska traci właściwości filtracyjne i może stać się źródłem wtórnego skażenia.

Zakładanie maski

Przed założeniem umyć ręce. Rozłożyć maskę, założyć gumki za uszy, dopasować do konturu twarzy. Maska powinna zakrywać nos, usta i brodę bez pozostawiania szczelin po bokach. Nie dotykać maski podczas noszenia.

Zdejmowanie i utylizacja

Zdejmować maskę trzymając za gumki, unikając kontaktu z przednią częścią. Użyta maskę umieścić w zamkniętym pojemniku na odpady. Po zdjęciu umyć ręce lub zdezynfekować.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieużywane maski trzymać w oryginalnym opakowaniu.