

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-masazu-mocny-100w-gh02001-geko-p-44245.html>



Pistolet do masażu – mocny 100W GH02001 GEKO

Cena brutto	130,01 zł
Cena netto	105,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH02001
Kod producenta	GH02001
Kod EAN	5901477177477
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do masażu GEKO GH02001 – 100W, 30 poziomów prędkości

Urządzenie do masażu wibracyjnego z regulacją w zakresie 1200-3800 obr/min. Wyposażone w 8 wymiennych końcówek oraz akumulator litowo-jonowy 2400 mAh zapewniający do 5 godzin pracy.

Moc efektywna **100W**

Regulacja prędkości **30 poziomów**

Zakres obrotów **1200-3800 obr/min**

Liczba końcówek **8 sztuk**

Charakterystyka techniczna

Regulacja 30-stopniowa

Zakres od 1200 do 3800 obrotów na minutę pozwala dostosować intensywność masażu do stanu mięśni – niższe obroty stosuje się przy wrażliwych partiach ciała, wyższe przy głębokim masażu tkanek i punktów spustowych.

Moc 100W

Moc efektywna 100W (maksymalna 150W) zapewnia stabilną pracę urządzenia nawet przy najwyższych obrotach i nacisku na tkanki. Wystarczająca do masażu głębokich grup mięśniowych.

Akumulator 2400 mAh

Bateria litowo-jonowa o pojemności 2400 mAh umożliwia pracę od 1 do 5 godzin w zależności od wybranej prędkości. Czas pełnego ładowania wynosi 60-90 minut. Napięcie robocze: 16,8V.

Poziom hałasu 45-65 dB

Zakres hałasu od 45 do 65 dB (w zależności od prędkości) odpowiada głośności normalnej rozmowy, co pozwala na komfortowe użytkowanie w domu bez nadmiernego dyskomfortu akustycznego.

Końcówki masujące – zastosowanie

Zestaw zawiera 8 wymiennych końcówek dostosowanych do różnych partii ciała i technik masażu. Dobór odpowiedniej końcówki wpływa na efektywność i bezpieczeństwo zabiegu.

Końcówka kulista

Uniwersalna końcówka do masażu wszystkich grup mięśniowych. Stosowana przed i po treningu w celu rozgrzania lub rozluźnienia mięśni.

Końcówka pneumatyczna

Miękka, powietrzna konstrukcja do delikatnego masażu wrażliwych partii oraz okolic kości. Zalecana przy masażu relaksacyjnym i napięciach w strefach kostnych.

Końcówka w kształcie palca

Przeznaczona do masażu małych partii – stóp, dłoni, śródstopia. Mimo niewielkich rozmiarów generuje wysoką energię uderzenia.

Końcówka w kształcie litery U

Konstrukcja omijająca kręgosłup – do masażu mięśni przykręgosłupowych. Nie należy stosować bezpośrednio na kręgach ze względu na ryzyko uszkodzenia struktur kostnych.

Końcówka w kształcie łopatk

Wąska końcówka do głębokiego masażu tkanek i precyzyjnej pracy na punktach spustowych. Umożliwia dotarcie do trudno dostępnych partii mięśniowych.

Końcówka w kształcie pocisku

Skoncentrowane oddziaływanie na punkty spustowe (trigger points). Skuteczna przy rozluźnianiu lokalnych stwardnień mięśniowych.

Końcówka w kształcie łuku

Wyposażona w wypustki do pobudzania zbitych mięśni. Stosowana przed treningiem oraz przy masażu głębokich punktów spustowych i mięśni głębokich.

Końcówka płaska

Do punktowego rozmasowywania małych i dużych grup mięśniowych. Efektywna przy masażu pośladków, klatki piersiowej, ładek.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO GH02001
Moc efektywna	100W
Moc maksymalna	150W
Regulacja prędkości	30 poziomów (1200-3800 obr/min)
Napięcie robocze	16,8V
Typ baterii	Litowo-jonowa
Pojemność baterii	2400 mAh
Czas ładowania	60-90 minut
Czas pracy	1-5 godzin (w zależności od prędkości)
Poziom hałasu	45-65 dB
Liczba końcówek w zestawie	8 sztuk

Zastosowanie

- Rozgrzewanie mięśni przed treningiem – zwiększenie przepływu krwi i elastyczności tkanek
- Regeneracja potreningowa – redukcja kwasu mlekowego i przyspieszenie powrotu do formy
- Masaż punktów spustowych – rozluźnianie lokalnych stwardnień mięśniowych
- Łagodzenie napięć mięśniowych po długotrwałej pracy siedzącej
- Masaż relaksacyjny całego ciała przy użyciu niższych prędkości
- Praca z tkankami głębokimi przy przewlekłych napięciach
- Masaż stóp i dłoni po wysiłku fizycznym
- Wspomaganie rehabilitacji po kontuzjach (po konsultacji ze specjalistą)

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego stosowania

Nie stosować pistoletu bezpośrednio na kręgosłupie, kręgach szyjnych, stawach ani kościach. Unikać masażu otwartych ran, stanów zapalnych, żyłaków oraz obszarów z zakrzepami. Przy przewlekłych schorzeniach lub po urazach skonsultować zastosowanie z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Czas trwania sesji masażu

Zalecany czas masażu jednej partii mięśniowej to 1-2 minuty. Całkowity czas sesji nie powinien przekraczać 15 minut. Zbyt długi masaż może prowadzić do nadmiernego podrażnienia tkanek.

Konserwacja urządzenia

Po każdym użyciu oczyścić końcówki wilgotną szmatką. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Ładować akumulator zgodnie z instrukcją – unikać całkowitego rozładowania baterii, co wydłuża jej żywotność.