

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylbica-ochronna-c-19-q00031-p-24553.html>



Przyłbica ochronna C-19 Q00031

Cena brutto	15,75 zł
Cena netto	12,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	Q00031
Kod producenta	Q00031
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłbica ochronna C-19 Q00031

Ochrona twarzy przed aerozolami, kroplami i zanieczyszczeniami mechanicznymi. Przezroczysta przyłbica z regulowanym mocowaniem umożliwiającą wielokrotne użycie po dezynfekcji.

Model	Q00031
Typ ochrony	Bariera mechaniczna
Materiał wizjera	Transparentny tworzywo
Możliwość dezynfekcji	Tak

Charakterystyka produktu

Przezroczysty wizjer

Duża powierzchnia z tworzywa sztucznego zapewnia pełne pole widzenia bez zniekształceń optycznych. Umożliwia pracę wymagającą precyzji i kontroli wzrokowej bez konieczności zdejmowania ochrony.

Regulowany system mocowania

Opaska z mechanizmem regulacji dopasowuje się do obwodu głowy w zakresie uniwersalnym. Eliminuje ucisk i zapewnia stabilne

osadzenie podczas ruchu i pochylania głowy.

Możliwość wielokrotnego użycia

Konstrukcja umożliwia mycie wodą z detergentem oraz dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu lub środkami utleniającymi. Po wyschnięciu przyłbica zachowuje przezroczystość i właściwości mechaniczne.

Bariera przed aerozolami

Wizjer stanowi fizyczną przeszkodę dla kropeł, pyłów i rozpylonych cieczy. Chroni błony śluzowe oczu, nosa i ust przed bezpośrednim kontaktem z potencjalnymi zanieczyszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie modelu	Q00031
Typ produktu	Przyłbica ochronna wielokrotnego użytku
Materiał wizjera	Tworzywo transparentne
System mocowania	Opaska z regulacją obwodu
Zakres regulacji	Uniwersalny (dorośli)
Możliwość dezynfekcji	Tak (alkohol, detergenty, środki utleniające)
Typ ochrony	Bariera mechaniczna przed aerozolami i kroplami

Zastosowanie

- Placówki ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, stomatologiczne, punkty szczepień
- Laboratoria diagnostyczne i badawcze
- Zakłady produkcyjne – stanowiska narażone na rozpryski chemikaliów
- Punkty obsługi klienta z bezpośrednim kontaktem
- Transport publiczny i usługi – dodatkowa ochrona personelu
- Prace porządkowe z użyciem środków chemicznych
- Sytuacje wymagające ochrony twarzy przed zanieczyszczeniami biologicznymi
- Zastosowania domowe – opieka nad osobami chorymi

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i dopasowanie

Przed pierwszym użyciem należy rozłożyć opaskę i ustawić mechanizm regulacji w pozycji wyjściowej. Przyłbicę zakłada się na głowę, a następnie dopasowuje obwód opaski do wygodnego, stabilnego osadzenia. Wizjer powinien zasłaniać twarz od czoła do podbródka,

zachowując niewielki odstęp od skóry umożliwiającą cyrkulację powietrza.

Czyszczenie i dezynfekcja

Po każdym użyciu przyłbice należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, używając miękkiej szmatki. Po opłukaniu można zastosować dezynfekcję preparatem na bazie alkoholu (70-90%) lub roztworem nadtlenku wodoru. Unikać środków ściernych i ostrych narzędzi, które mogą porysować wizjer. Przed ponownym użyciem przyłbica musi całkowicie wyschnąć.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić tworzywo. Regularnie sprawdzać stan wizjera – w przypadku zarysowań ograniczających widoczność lub uszkodzeń mechanicznych produkt należy wymienić.

Ograniczenia użytkowania

Przyłbica stanowi barierę mechaniczną i nie zastępuje masek respiratorowych w środowiskach wymagających filtracji powietrza wdychanego. Nie chroni przed gazami i oparami chemicznymi. Należy używać zgodnie z oceną ryzyka zawodowego i wytycznymi producenta środków ochrony osobistej. W przypadku pracy w warunkach wysokiego ryzyka biologicznego zaleca się stosowanie przyłbicy jako uzupełnienia innych środków ochrony.